

**S -Spho3Er (7194)**

Erittelytutkimuksessa (Er-) tehdään ensin ryhmätutkimus. Mikäli tulos on positiivinen määritetään automaattisesti IgE-vasta-aineet seuraaville allergeeneille: Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria tenuis (m6), Vehnän siitepöly (g15), Ruis siitepöly (g12)

**Näyte** 1 ml seerumia

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Immunofluorometrinen

**Toimitusaika** 1-3 työpäivää

**Viitearvot** alle 0.35 kU/l

**Tekopaikka** LADR Labor Dr. Kramer & Kollegen