

**S -SalmEIA (2607)**

**Indikaatiot** Ripulin, kuumetaudin tai reaktiivisen artriitin selvittäminen.

**Näyte** 1 ml seerumia.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Entsyymi-immunologinen (EIA).

**Toimitusaika** 5-8 työpäivää.

**Viitearvot** Negatiivinen

**Tulkinta** Reaktiivisen artriitin yhteydessä vasta-ainetasot säilyvät pitkään positiivisina. Muiden bakteerien lipopolysakkaridien vasta-aineet aiheuttavat harvoin ristireaktioita.  
Positiivisesta tuloksesta annetaan lausunto.

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen

**Konsultointi** Mikrobiologi, Taru Meri  
Puh. 044 0185731  
taru.meri@vita.fi