

S -SiliAb (2634)

Katso myös [Maksaimmunotutkimus](#)

Indikaatiot Kroonisten hepatiittien erotusdiagnostiikka, aktiivisen hepatiitin seuranta.

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä.
Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös pakastelähetys.

Menetelmä Epäsuora immunofluoresenssi (IF)

Toimitusaika 3 työpäivää

Viitearvot alle 80 Titteri

Tulkinta Korkeita tittereitä esiintyy autoimmuunihepatiiteissa.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi

Taru Meri
Mikrobiologi
p. 044 018 5731
taru.meri@vita.fi