

**S -TyrAb (3)****Sisältää:**

S -TyglAb KL 2829

S -TPOAb KL 4028

**Indikaatiot** Kilpirauhastautien autoimmuuniluonteen osoittaminen. Ensisijaisesti suosittelemme TPOAb-määrittystä.

**Näyte** 2 ml seerumia

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Fluoroentsyymi-immunometrinen menetelmä

**Toimitusaika** 1-5 työpäivää

**Viitearvot** S -TyglAb:

Normaali alle 40 IU/ml

Lievästi koholla 40-60 IU/ml

Koholla yli 60 IU/ml

## S-TPOAb:

Normaali alle 25 IU/ml

Lievästi koholla 25-35 IU/ml

Koholla yli 35 IU/ml

Viitearvot muuttuneet 16.3.2015

**Tulkinta** Ks. osatutkimukset.

**Konsultointi**