

S -VZVAb (2923)**Sisältää osatutkimukset:**

S -VZVAbG, KL 4467

S -VZVAbM, KL 1806

Immunitettitutkimusta varten IgG-luokan vasta-aineet voi pyytää erikseen.

Indikaatiot Vesirokkoinfektion ja vyöruusun diagnostiikka. Epäselvät rakkulaiset ihottumat. Vesirokkoimmuniteetin selvittäminen.**Näyte** 1-2 ml seerumia. Parinäyte tarvittaessa n. 2 viikon kuluttua.

Immunitettitutkimuksiin riittää yksi näyte.

Tutkimus voidaan tehdä myös likvorista (Li-VZVAb, KL 3632). Likvor-näytteen kanssa (1 ml) tulee lähettää aina myös samanaikaisesti otettu seeruminäyte.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Immunoluminometrinen (CLIA)**Toimitusaika** 2-6 työpäivää**Viitearvot** S- VZVAbG alle 50 U/ml

S- VZVAbM alle 0.9 indeksi

Suojaavan immuniteetin taso IgG-vasta-aineissa on yli 150 U/ml.

Tulkinta Diagnoosi tehdään osoittamalla selvä vasta-ainetason nousu pariseerumien välillä tai IgM-luokan vasta-aineiden esiintyminen. Tuloksesta annetaan lausunto.**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Mikrobiologi, Taru Meri

Puh. 044 0185731

taru.meri@vita.fi