

E -ABORh (2951)

Kiireellisissä tapauksissa näytteet voi toimittaa suoraan SPR Veripalvelun laboratorioon, jolloin on täytettävä SPR:n veriryhmäserologiset tutkimukset -lähete (<http://www.veripalvelu.fi/www/2854>).

Indikaatiot Veriryhmätiedon tarve.

Näyte Kaksi 3 ml putkea EDTA-verta. Pienistä lapsista 0,5 ml riittää mutta veriryhmäkorttiin tarvitaan 3ml. Näytettä ei sentrifugoida. Näytettä otettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota potilaan tunnistamiseen sekä näytteen merkitsemiseen (putkiin nimi ja koko henkilötunnus). Näytettä ei voi analysoida, mikäli putkia ei ole merkitty asianmukaisesti.

Menetelmä ABO- ja RhD-veriryhmä määritetään agglutinaatiomenetelmällä. Ongelmatapauksissa tehdään lisätutkimuksia.

Toimitusaika 2-4 työpäivää

Tulkinta Lausunto

Tekopaikka SPR Veripalvelu