

**S -KIPA (837)****Sisältää:**

S -TSH (2832) ja S -T4-V (2836).

**Indikaatiot** Katso osatutkimukset

**Näyte** 2 ml seerumia.

Näyte voidaan ottaa klo 07-14 välillä ilman vaaraa virhetulkinnaasta, koska TSH:n pitoisuusvaihtelu aamusta iltapäivään saakka on varsin rajallista (alle 1,5 mU/l). Jos näyte otetaan muuna vrk-aikana (klo 14 - 07), laitetaan vastauksen yhteyteen vakiolausunto: Näytteenottoaika suosituksen ulkopuolella.

Mikäli potilaalla on tyrokseenilääkitys, näyte tulee ottaa aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy 5 vrk huoneenlämmössä ja 7 vrk jääkaappilämpötilassa. Huoneenlämpölähetys. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

**Menetelmä** Katso osatutkimukset.

**Toimitusaika** 1 työpäivä

**Viitearvot** Katso osatutkimukset.

**Tulkinta** Katso osatutkimukset

Linkki: [Ohessa taulukoituina eri sairaustilojen sekä lääkaineiden vaikutuksia kilpirauhashormonien pitoisuuksiin sekä kilpirauhasen hormoniaineenvaihduntaan.](#)

**Konsultointi** Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius  
Puh.040 922 5301  
mikko.helenius@vita.fi