

S -ASTA (1100)

Indikaatiot Syvien ja laajojen *Staphylococcus aureus*-infektioiden tunnistaminen.

Näyte 1 ml seerumia, lapset 0.2 ml

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Agglutinaatiotekniikka

Toimitusaika 3 työpäivää

Viitearvot alle 2 IU/ml

Tulkinta Anti-stafylolysiinivasta-aineet kohoavat yleensä syvissä infektioissa (esim. osteomyeliitti) mutta ei esim. ihoinfektioissa. Korkea anti-stafylolysiinivasta-ainetaso, > 8 IU/ml, sopii *S. aureus* bakteerin aiheuttamaan infektiin. Normaali ASTA-tulos ei kuitenkaan sulje pois syvää infektiota.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Mikrobiologi Taru Meri
044 0185731
taru.meri@vita.fi

Kemisti, FT Riia Plihtari
045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi