

fP-Lipidit (6027), fS-Lipidit (2245)

fS-Kol-LDL-määrityksessä käytetään suoraa mittausmenetelmää, joka on laskennallista menetelmää luotettavampi.

Sisältää:

fS-Kol (2095), fS-Trigly (2770), fS-Kol-HDL (2097), fS-Kol-LDL (2099)
fP-Kol (4515), fP-Trigly (4568), fS-Kol-HDL (4516), fP-Kol-LDL (4599)

Indikaatiot Lipidiaineenvaihunnan ja iskeemisen sydäntaudin riskin selvittäminen.

Näyte 1.5 ml paastoseerumia.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Katso osatutkimukset.

Toimitusaika 1 työpäivä

Viitearvot Katso osatutkimukset.

Tulkinta Katso osatutkimukset

Konsultointi Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh.040 922 5301
mikko.helenius@vita.fi