

**U -Bupre-O (4203)**

**Indikaatiot** Buprenorfiinin väärinkäytön tai lääkeainemyrkytyksen selvittämiseen. [Ks. myös Huumeseulonnat](#).

**Näyte** 10 ml virtsaa, säilöntäaineeton putki.

**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Huumausaineanalyysipyynnöissä täytetään erillinen huumelähete. Lähetys huoneenlämmössä. Läheteeseen merkitään potilaan lääkitys.

**Menetelmä** Entsyymi-immunologinen

**Toimitusaika** 1 työpäivä

**Viitearvot** Negatiivinen

**Tulkinta** Positiivisen seulontatuloksen alarajana pidetään 5 ng/ml.

Positiivinen seulontatulokset varmistetaan aina massaspektrometrisellä menetelmällä, josta laskutetaan erikseen [U-BupreCt](#).

**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi