

**S -Barb-O (1165)**

**Indikaatiot** Barbituraattien käytön toteamiseen tai lääkeainemyrkytyksen selvittämiseen. Kattaa yleisimmin käytetyt barbituraatit.

**Näyte** 3 ml seerumia.

Näyte otettava aamulla ennen lääkkeen ottoa. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Kromatografi-massaspektrometrinen

**Toimitusaika** 3 työpäivää

**Viitearvot** Negatiivinen

**Tulkinta** Vastauksessa ilmoitetaan löytyneet yhdisteet.

**Alihankinta** Kyllä.

**Konsultointi**

Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi