

S -Hbe (594)**Osatutkimukset:**

S-HBeAg (1604)

S-HBeAb (1607)

Osatutkimukset voi pyytää myös erikseen.

Indikaatiot Hepatiitti B-infektion tartuntavaaran asteen selvittäminen, osa hepatiitti B:n kokonaisselvitystutkimusta.**Näyte Potilaan esivalmistelu:**

Potilaan käyttämä biotiini tai B7-vitamiini voi häiritä immunologista menetelmää (HBeAg). Potilaan tulee lopettaa biotiinia tai B7-vitamiinia sisältävien tuotteiden ja monivitamiinivalmisteiden käyttö vähintään 1 päivä ennen näytteenottoa.

Näyte:

2 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Elektrokemiluminesenssiin perustuva immunoanalyysi (ECLIA)**Toimitusaika** 3-5 työpäivää**Viitearvot** Negatiivinen**Tulkinta** Ks. Hepatiitti B virus, e-antigeeni (S-HBeAg) ja Hepatiitti B virus, e-antigeeni, vasta-aineet (S-HBeAb)**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi

Mikrobiologi, Taru Meri

Puh. 044 0185731

taru.meri@vita.fi