

**S -HBVnHo (4312)**

**Indikaatiot** HBV-infektion epäily muiden testitulosten ollessa negatiivisia tai ristiriitaisia. Epäily HBV-variantista.

**Näyte** 2 ml seerumia eroteltuna.  
Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

**Säilytys ja lähetys** Näytteen tulee olla tutkivassa laboratoriossa 5 vrk:n sisällä, jolloin säilytys ja kuljetus on +40C:ssa. Jos näytteen lähetys viivästyy, on se pakastettava ja kuljetettava pakastettuna.

**Menetelmä** Polymeraasiketjureaktio (PCR)

**Toimitusaika** 4-8 työpäivää

**Viitearvot** Negatiivinen

**Tulkinta** Positiivinen tulos viittaa aktiiviin HBV-infektioon. Negatiivinen tulos ei ole poissulkeva.

**Alihankinta** Kyllä.

**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi

Mikrobiologi, Taru Meri  
Puh. 044 0185731  
taru.meri@vita.fi