

**S -HCVNhTy (1859)**

**Näyte** 2 ml seerumia eroteltuna, lapset vähintään 1 ml  
Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

**Säilytys ja lähetys** Näyte lähetetään laboratorioon mieluiten näytteenottopäivänä. 5 vrk kuluessa tutkivaan laboratorioon saapuvat näytteet voidaan säilyttää ja kuljettaa +40C lämpötilassa. Jos lähetys viivästyy (yli 5 vrk), näyte tulee pakastaa ja lähettää pakastettuna.

**Menetelmä** HCV-RNA:n osoittaminen polymeraasiketjureaktiolla, minkä jälkeen positiivisista näytteistä analysoidaan viruksen genotyyppi line-probe-menetelmällä.

**Toimitusaika** 3-5 työpäivää

**Tulkinta** Hepatiitti C-viruksen genotyypin selvittämisellä on merkitystä taudin ennustetta arvioitaessa ja lääkehoitoa suunniteltaessa.

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen

**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi

Sairaalamikrobiologi, FT Päivi Mähönen  
Puh. 045 7734 9028  
paivi.mahonen@vita.fi