

S -HEVAb (4313)

Indikaatiot Akuutti hepatiitti, immuniteetin osoittaminen

Näyte 1 ml seerumia, lapset vähintään 0.5 ml

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Entsyymi-immunologinen. Mikäli HEV-IgG-vasta-aineet ovat positiiviset, tutkimme IgM-vasta-aineet jatkotutkimuksena ilman eri pyyntöä. Tarvittaessa positiiviset IgG- ja IgM-luokan vasta-aineet analysoidaan immunoblot-menetelmällä. Näistä kaikista lisätutkimuksista laskutetaan erikseen.

Toimitusaika 5-10 työpäivää

Viitearvot Negatiivinen

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi

Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi