

S -Disop (1258)**Indikaatiot** Disopyramidihoidon seuranta**Näyte** 3 ml seerumia, lapset vähintään 1 ml.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Fluoresenssipolarisaatioimmunologinen**Toimitusaika** 3 - 4 työpäivää**Viitearvot** Terapeuttinen alue: 6.0 - 15.0 µmol/l
(2 - 5 mg/l)**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi**

Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi