

S -GbmAb (1456)

Indikaatiot Glomerulonefriittien diagnostiikka, Goodpasturesyndrooman diagnostiikka.

Näyte 1 ml seerumia, lapset vähintään 0.5 ml.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Entsyymi-immunologinen (EIA)

Toimitusaika 5-8 työpäivää

Viitearvot alle 20 U/ml

Tulkinta Glomerulustyvikalvovasta-aineita esiintyy suurella osalla (yli 80 %) Goodpasturesyndrooman potilailla.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi