

**S -Levomep (4333)**

**Indikaatiot** Levomepromatsiinihoidon seuranta.

**Näyte** 3 ml seerumia, lapset vähintään 1 ml.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** HPLC/MS/MS

**Toimitusaika** 3 - 5 työpäivää

**Viitearvot** Terapeuttinen alue: 60 - 460 nmol/l

Toksinen pitoisuus: yli 1000 nmol/l

Yksikkömuunnoskerroin:

nmol/l = µg/l x 3.04

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen

**Konsultointi**

Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi