

**S -Kinid (2054)****Indikaatiot** Kinidiinihoidon seuranta.**Näyte** 1 ml seerumia.

Näyte otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Fluorometrinen**Toimitusaika** 3 - 8 työpäivää**Viitearvot** Terapeuttinen alue 3.0 - 15.0  $\mu\text{mol/l}$ Toksinen pitoisuus yli 18  $\mu\text{mol/l}$ 

Menetelmä- ja hoitoaluemuutos 16.2.2015.

**Alihankinta** Kyllä.**Konsultointi**

Kemisti, FT Rii Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi