

**S -tTGAbG (1886)**

Katso myös [S -Keli-T, Keliakiatutkimus, laaja](#).

**Indikaatiot** IgA-puutteisten henkilöiden keliakian diagnostiikka.

**Näyte** 1 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Fluoroentsyymi-immunometrinen

**Toimitusaika** 5-15 työpäivää

<b>Viitearvot</b>	Normaali	alle 7	U/ml
	Lievästi koholla	7-10	U/ml
	Koholla	yli 10	U/ml

**Tulkinta** IgA-luokan testit jäävät negatiivisiksi henkilöillä, joilla on selektiivinen immunoglobuliini A:n puutos. Näillä henkilöillä keliakian riski on noin kymmenkertainen väestön riskitasoon verrattuna. Jos seulonnassa halutaan löytää nämäkin keliakikot, voidaan käyttää IgG-luokan vasta-ainetutkimuksia. Gluteenittoman dieetin aikana vasta-ainelöydökset normalisoituvat muutamassa kuukaudessa, viimeistään vuoden kuluessa.

**Konsultointi** Mikrobiologi, Taru Meri  
Puh. 044 0185731  
taru.meri@vita.fi