

dU-Sitraat (4166)**Indikaatiot** Virtsakivitaudin selvittely

Näyte Mitatusta ja hyvin sekoitetusta vuorokausivirtsasta lähetetään 10 ml analysoitavaksi.
Näyteastianä 10 ml lisääaineeton virtsanäyteputki.
Virtsamäärä kirjataan läheteeseen. Keräyksen aikana keräysastia säilytetään kylmässä.
Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Lähetys kylmälähetyksenä tai pakastettuna.**Menetelmä** Fotometria**Toimitusaika** 4-5 työpäivää**Viitearvot** 1.6 - 4.5 mmol/vuorokausi**Tulkinta** Sitraatti inhiboi kalsiumsuolojen kiteytymistä ja sen määrittäminen voi olla aiheellinen virtsakivitaudin tutkimisessa.**Alihankinta** Kyllä.**Konsultointi** Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh.040 922 5301
mikko.helenius@vita.fi