

S -Amitrip (1068), S -Nortrip (2408), S -SUMAmit (12145)

Vastauksessa ilmoitetaan amitriptyliinin ja nortriptyliinin pitoisuudet sekä niiden yhteenlaskettu pitoisuus.

Indikaatiot Amitriptyliinihoidon seuranta.

Näyte 1 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä HPLC/MS/MS

Toimitusaika 4 työpäivää

Viitearvot Amitriptyliinin ja nortriptyliinin yhteenlaskettu pitoisuus terapeuttisella alueella on yleensä välillä 280 - 720 nmol/l, toksinen yli 1100 nmol/l.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi