

S -Fluoks (3805), S -Norfluo (3984), S -SUMFluo (12319)**Indikaatiot** Fluoksetiinihoidon seuranta.**Näyte** 1 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** HPLC/MS/MS**Toimitusaika** 4 työpäivää**Viitearvot** Viitealue:

fluoksetiini 160 - 1400 nmol/l

norfluoksetiini 170 - 1300 nmol/l

Tulkinta Sekä fluoksetiinin että norfluoksetiinin pitoisuudet ilmoitetaan vastauksessa.**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi**

Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi