

S -IhovAb (1658)**Indikaatiot** Rakkulaisten ihotautien diagnostiikka.**Näyte** 1 ml seerumia**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Epäsuora immunofluoresenssi (IF)**Toimitusaika** 2-3 työpäivää**Viitearvot** Titteri alle 10**Tulkinta** Pemfigusryhmän taudeissa yli 90 %:lla potilaista esiintyy epiteelin väliainevasta-aineita, jolloin titterin taso kertoo taudin aktiivisuudesta. Vasta-aineita voidaan joskus tavata palovammapotilailla, penisilliiniyliherkkyydessä ja ihon sieni-infektioissa matalissa tittereissä.**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi