

**S -PsoIAb (2459)**

**Indikaatiot** Autoimmuunigastriitin ja pernisiöösien anemian selvittely.

**Näyte** 1 ml seerumia

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Entsyymi-immunologinen (EIA)

**Toimitusaika** 3-5 työpäivää

**Viitearvot** Alle 20 U/ml

**Tulkinta** Parietaalisolu-vasta-aineiden pääantigeeni on H/K-ATP-aasi ja niitä esiintyy valtaosalla autoimmuunia gastriittia ja pernisiöösiä anemiaa sairastavista potilaista (n. 90%). Vasta-aineita voi muodostua myös muiden autoimmuunitautien yhteydessä, kuten mm. autoimmuuniperäisissä kilpirauhastaudeissa, Addisonin taudissa ja tyyppi 1:n diabeteksessa. Negatiivinen tulos ei välttämättä sulje pois pernisiöösien anemian mahdollisuutta. Gastriitin osalta seulomattomassa normaaliväestössä vasta-aineiden esiintyvyys on vain 6 - 13% luokkaa ja esiintyvyys kasvaa iän myötä.

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen