

S -SentBAb (3652)

Indikaatiot Systemisten autoimmuunitautien (systeminen skleroosi ja CREST) diagnostiikka

Näyte 0.5 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Fluoroentsyymi-immunometrinen menetelmä

Toimitusaika 1-5 työpäivää

Viitearvot	Normaali	alle 7 U/ml
	Lievästi koholla	7 - 10 U/ml
	Koholla	yli 10 U/ml

Tulkinta Ks myös Tuma, liukoiset antigeenit, vasta-aineet laaja tutkimus (S -ENAAbL)

Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi