

**S -ANAAb-A (12189)****Sisältää:**

S -ANA KL 2819  
S -ENAAbL Nro 9118  
S -DNAnAb KL 1261  
S -ANA-Ty KL 4505

**Indikaatiot** Systeemisten autoimmuunitautien kuten systeemisen lupus erytematosuksen, Sjögrenin oireyhtymä, sekasidekudostaudin (MCTD), toistuvien keskenmenojen ja neonataalilupuksen diagnostiikka.

**Näyte** 2 ml seerumia

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** S -ANA Epäsuora immunofluoresenssi (IF)  
S -ENAAbL Fluoroentsyymi-immunometrinen menetelmä  
S -DNAnAb Fluoroentsyymi-immunometrinen menetelmä  
S -ANA-Ty Immunoblottaus  
**Osatutkimukset akkreditoitu**

**Toimitusaika** 5-12 työpäivää

**Viitearvot** Ks. osatutkimusten kohdalta

**Tulkinta** Ks. osatutkimusten kohdalta

Tutkimuskokonaisuudesta annetaan lausunto.