

**S -AllIgG (3553)**

Allergeenit (Kuntaliiton koodi ja nimike)  
7117 S -AspVerG, S -Aspergillus versicolor (Gm25)  
7120 S -CladClG, S -Cladosporium cladosporioides (Gm26)  
7125 S -PenSppG, S -Penicillium spp (Gm27)  
7128 S -StAtraG, S -Stachybothrys atra (chartarum; Gm24)

7010 S -TimospG, S -Timotein siitepöly (g6)  
7016 S -KoivspG, S -Koivun siitepöly (t3)

Muille allergeeneille käytetään koodia 3553 + allergeenikohtainen lyhenne.

**Indikaatiot** Siedätysshoidon seuranta. Homepölykeuhkodiagnostiikka, kosteusvauriohomeiden altistustutkimukset.

**Näyte** 0.3 ml seerumia/tutkittava allergeeni

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Immunofluorometrinen (ImmunoCAP™)

**Toimitusaika** 2-5 työpäivää

**Tulkinta** Siedätyshoito lisää allergeenispesifisen IgG vasta-aineen pitoisuutta. Samalla spesifisen IgE vasta-aineen pitoisuus pienenee, mahdollisen alkuvaiheen suurenemisen jälkeen. Kummankin vasta-ainetyypin pitoisuusmuutokset ovat kuitenkin yksilöllisiä. Siedätysshoidossa viitearvoja ei ole. Potilaan vasta-ainepitoisuuksia seurataan ottamalla sarjanäytteitä ja tuloksia verrataan ennen siedätyshoitoa saatuun tulokseen. IgE vasta-aineiden voimakas väheneminen tai häviäminen ja IgG vasta-aineiden lisääntyminen on liitetty hyvään hoitotulokseen.

Katso myös

- [IgG vasta-aineet, kosteusvauriohomepaketti](#)
- [IgG vasta-aineet, ulkoilman homepaketti](#)
- [IgG vasta-aineet, homepölykeuhkopaketti](#)

**Alihankinta** Kyllä.