

S -ANCA-T (12304)**Sisältää:**

S-ANCA (3612)

S-C-ANCA (16073)

S-P-ANCA (16074)

S-Pr3Ab (4160)

S-MPOAb (4148)

Tutkimukset voi pyytää myös erikseen.

Indikaatiot Wegenerin granulomatoosin, nopeasti etenevien vaskuliittien ja glomerulonefriittien diagnostiikka.

Näyte 2 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Epäsuora immunofluoresenssi (IF), jossa substraattina käytetään etanolilla kiinnitettyjä neutrofiilejä.
Fluoroentsyymi-immunometrinen menetelmä, jossa antigeeneina myeloperoksidaasi ja proteinaasi 3.

Toimitusaika 3-13 työpäivää, riippuen näytteen jatkotitrauksesta.

Viitearvot	S-C-ANCA	Titteri alle 20	
	S-P-ANCA	Titteri alle 20	
	S-Pr3Ab	alle 2.0 IU/ml	normaali
		2.0-3.0 IU/ml	lievästi koholla
		yli 3.0 IU/ml	koholla
S-MPOAb	alle 3.5 IU/ml	normaali	
	3.5-5.0 IU/ml	lievästi koholla	
	yli 5.0 IU/ml	koholla	

Tulkinta Ks. myös Neutrofiilien sytoplasma-antigeeni vasta-aineet, seulonta

Alihankinta Osittainen alihankinta.

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.