

**S -Tiopen (3117)**

**Näyte** Näyte otetaan hoitavan lääkärin ohjeiden mukaisesti.  
2 ml seerumia. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.  
Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Kaasukromatografinen

**Toimitusaika** 10 työpäivää

**Viitearvot** Terapeuttinen alue 1.0 - 5.0 mg/l. Toksisena pidetään yli 10 mg/l pitoisuuksi a.

**Tulkinta** Lääkäri tulkitsee tuloksen ottaen huomioon potilaan lääkityksen ja kliinisen tilan sekä näytteenottoajankohdan.

**Alihankinta** Kyllä.

**Konsultointi**

Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi