

S -StrDNAb (2700)

Indikaatiot A-ryhmän betahemolyyttisen streptokokin eli *S. pyogenes* bakteerin aiheuttamien infektioiden osoittaminen.

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Nefelometria

Toimitusaika 1-3 työpäivää

Viitearvot alle 200 U/ml

Tulkinta Streptokokki DNAasi vasta-aineet nousevat *S. pyogenes* bakteerin aiheuttamissa ihoinfektioissa herkemmin kuin antistreptolysiini (S-AST). Tuoreen infektion epäilyssä suositellaan parinäytettä noin 2 viikon välein otettuna.

Kommentti Kirjallisuus:

Dwight R. Johnson, Roger Kurlan, James Leckman, and Edward L. Kaplan.
The Human Immune Response to Streptococcal Extracellular Antigens: Clinical, Diagnostic, and Potential Pathogenetic Implications Clin Infect Dis. (2010) 50 (4): 481-490. doi: 10.1086/650167

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi