

S -SSAAb (3322)**Näyte** 0.5 ml seerumia**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Fluoroentsyymi-immunometrinen menetelmä, jossa antigeeninä SS-A/Ro60 ja SS-A/Ro52 proteiinit.**Toimitusaika** 1-5 työpäivää

Viitearvot	normaali	alle 7	U/ml
	lievästi koholla	7-10	U/ml
	koholla	yli 10	U/ml

Tulkinta Ks myös Tuma,liukoiset antigeenit, vasta-aineet (S -ENAAb) ja Tuma,liukoiset antigeenit, vasta-aineet laaja tutkimus (S -ENAAbL).**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi