

F -VirAg (12466)

Osatutkimukset: F-AdenAg ja F-RotaAg
Huom. Osatutkimuksia ei voi tilata erikseen.

Indikaatiot Gastroenteriitin selvittely. Tartuntojen rajaaminen ja ehkäisy.

Näyte Mahdollisimman tuoretta ripulivaiheen ulostenäytettä sellaisenaan tiiviissä, kierrekorkillisessa purkissa.

Säilytys ja lähetys Säilytys jääkaapissa, kuljetus huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunokromatografia

Toimitusaika Työpäivinä ma-pe. Tulokset valmiina 1-2 päivässä.

Tulkinta Positiivinen adeno- tai rotavirusantigeenilöydös on merkinä kyseisen viruksen osallisuudesta gastroenteriitissä ja potilaan tartuttavuudesta. Negatiivinen tulos ei ole poissulkeva. Raja-arvoiset löydökset on syytä myöhemmin varmistaa joko muilla menetelmillä tai uusintanäytteellä.

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi Mikrobiologian laboratorio
Puh. 045 7734 9039

Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi