

S -RubeAb (2960)

Osatutkimukset:

S -RubeAbG, KL 2962

S -RubeAbM, KL 2961

Osatutkimuksia ei voi tilata erikseen.

Indikaatiot Vihurirokkoimmunitietin tutkiminen (rokotusvasteen varmistaminen),
vihurirokkoinfektion epäily, kongenitaalisten infektioiden diagnostiikka.

Näyte 5 ml seerumia, tarvittaessa parinäyte n. 2 viikon kuluttua.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Entsyymi-immunologinen menetelmä (EIA)

Toimitusaika 2-8

Viitearvot	S -RubeAbG	negatiivinen	alle 15 EIU
		raja-arvoinen	15-19 EIU
		positiivinen	yli 19 EIU

S -RubeAbM negatiivinen

Tulkinta IgM-positiivisuus IgG-serokonversiolla tai merkitsevällä IgG-nousulla osoittavat äskettäisen vihurirokon. Tulosten viitatessa tuoreeseen infektiin, lähetetään näyte varmistettavaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen.

Kommentti Tuloksista annetaan aina lausunto.

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi