

U -AmfeCt(kvant) (12555)

Indikaatiot Kvantitatiivinen positiivisen amfetamiinin ja sen johdannaisten seulonta-analyysin varmistustutkimus.

Näyte 5 ml kertavirtsaa, säilöntäaineeton putki. Sama näyte, josta seulonta-analyysi on tehty.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä LC-MS/MS

Toimitusaika 3-5 työpäivää

Tulkinta Menetelmä määrittää spesifisesti amfetamiinia, metamfetamiinia, metyleenidioksimetamfetamiinia (MDMA, ekstaasi), metyleenidioksietyyliamfetamiinia (MDEA) ja metyleenidioksiamfetamiinia (MDA).
Positiivisista näytteistä ilmoitetaan löytyneet yhdisteet ja niiden pitoisuudet.

Amfetamiinin enantiomeerien (D- ja L-muodot) erittely voidaan tehdä erillisestä pyynnöstä (U -Amf-Ena, nro 12494).

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi

LL Jukka Hurme
Puh. 045 7734 9010
jukka.hurme@vita.fi