

U -Metad-O (1891)

Indikaatiot Metadonin väärinkäytön tai lääkeainemyrkytyksen selvittämiseen.

Näyte 10 ml virtsaa, säilöntäaineeton putki.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Huumausaineanalyysipyyntöissä täytetään erillinen huumelähete. Läheteeseen merkitään potilaan lääkitys.

Menetelmä Entsyymi-immunologinen

Toimitusaika 3-5 työpäivää

Viitearvot Negatiivinen

Tulkinta Positiivisen tuloksen alarajana pidetään 100 ng/ml.

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi