

**U -Bendi-O (1178)**

**Indikaatiot** Bentsodiatsepiinien käytön selvittämiseen. [Ks. myös Huumeseulonnat](#)

**Näyte** 10 ml virtsaa, säilöntäaineeton putki.

**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Huumausaineanalyysipyyntöissä täytetään erillinen huumelähete. Lähetys huoneenlämmössä. Lähetteeseen merkitään potilaan lääkitys.

**Menetelmä** Entsyymi-immunologinen

**Toimitusaika** 1 työpäivä

**Viitearvot** Negatiivinen

**Tulkinta** Menetelmä soveltuu bentsodiatsepiinien väärinkäytön selvittämiseen. Menetelmä soveltuu alpratsolaamin, bromatsepaamin, diatsepaamin, flunitratsepaamin, fluratsepaamin, halatsepaamin, klonatsepaamin, loratsepaamin, lormetatsepaamin, medatsepaamin, nitratsepaamin, nordiatsepaamin, oksatsepaamin, pratsepaamin, tematsepaamin ja triatsolaamin käytön selvittämiseen. Menetelmä ei tunnista glukuronidi-konjugaatteja. Menetelmän herkkyys muille bentsodiatsepiineille vaihtelee.

Positiivisen seulontatuloksen alarajana pidetään 200 ng/ml. Positiivinen seulontatulokset varmistetaan aina massaspektrometrillä menetelmällä, josta laskutetaan erikseen [U-BendiCt](#).

**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi