

U -Canna-O (3455)

Indikaatiot Kannabiksen väärinkäytön selvittämiseen. [Ks. myös Huumeseulonnat](#)

Näyte 10 ml virtsaa, säilöntäaineeton putki.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Huumausaineanalyysipyynnöissä täytetään erillinen huumelähete. Lähetys huoneenlämmössä. Läheteeseen merkitään potilaan lääkitys.

Menetelmä Entsyymi-immunologinen

Toimitusaika 1 työpäivä

Viitearvot Negatiivinen

Tulkinta Positiivisen seulontatuloksen alarajana pidetään 25 ng/ml. Positiivinen seulontatulos varmistetaan aina massaspektrometrillä menetelmällä, josta laskutetaan erikseen [U-CannaCt](#)

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi