

S -CampAb (3058)**Sisältää osatutkimukset:**

S -CampAbA, KL 4499

S -CampAbG, KL 3292

Indikaatiot Ripuli- ja kuume-tauti, reaktiivisen artriitin selvittely.**Näyte** 1 ml seerumia

Suositellaan pariseeruminäytteitä n. kahden viikon välein.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Entsyymi-immunomenetelmä (EIA)**Toimitusaika** 3-7 työpäivää**Viitearvot** alle 20 U/ml**Tulkinta** Vasta-ainepitoisuuksien diagnostinen nousu parinäytteiden välillä viittaavat tuoreeseen infektiin. IgA-luokan vasta-aineet häviävät tavallisesti 4-6 viikossa, IgG-luokan vasta-aineet pysyvät koholla vuosiakin.**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Mikrobiologi, Taru Meri

Puh. 044 0185731

taru.meri@vita.fi