

## S -Trats (4026)

**Indikaatiot** Tratsodonihoidon seuranta

**Näyte** 3 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** LC/MS

**Toimitusaika** 3 - 8 työpäivää

**Viitearvot** Terapeuttinen alue: 0.8 - 6.7  $\mu\text{mol/l}$ .  
(0.3 - 2.5  $\mu\text{g/ml}$ )

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen

### Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi