

S -Kloro (2087)**Indikaatiot** Klorokiinihoidon seuranta**Näyte** 3 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Nestekromatografinen (HPLC)**Toimitusaika** 3 - 8 työpäivää**Viitearvot** Terapeuttinen alue on 20 - 200 µg/l. Toksisina pidetään yli 500 µg/l pitoisuuksia.**Alihankinta** Kyllä.**Konsultointi**

Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi