

S -Diatsep (1240), S -Nordiat (3982), S -SUMDiat (12322)

Sekä diatsepaamin että aktiivisen aineenvaihduntatuotteen nordiatsepaamin pitoisuudet ilmoitetaan vastauksessa. Viitealue on määritelty diatsepaamin ja nordiatsepaamin pitoisuuksien summalle.

Indikaatiot Diatsepaamihoidon seuranta

Näyte 3 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä LC/MS

Toimitusaika 3 työpäivää

Viitearvot Diatsepaamin ja nordiatsepaamin summa: 0.70 - 7.00 µmol/l

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi