

**-VREVi (1788)****Indikaatiot** Vankomysiiniresistentin enterokokin osoittaminen.**Näyte** Tutkimus tehdään yleensä ulosteesta, tarvittaessa myös muista näytteistä. Näytteet otetaan bakteerinäytteen geelikuljetusputkeen (esim. Transpocult® tai Copan®). Suurista näytemääristä on sovittava etukäteen laboratorion kanssa.**Säilytys ja lähetys** Näytteet tulisi toimittaa laboratorioon mahdollisimman nopeasti. Säilytys ennen kuljetusta jääkaapissa 1 vrk (korkeintaan 2 vrk). Alle vuorokauden kestävä kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen kuljetus kylmäkuljetuksena.**Menetelmä** Rikastusviljely, jolla etsitään ainoastaan enterokokkeja, joiden herkkyys vankomysiinille on alentunut (vankomysiini MIC >6mg/l). Tällaisista kannoista määritetään myös resistenssigeenit (vanA ja vanB) PCR-menetelmällä.**Toimitusaika** Työpäivinä (ma-pe). Tulokset valmiina 3-5 työpäivän aikana.**Tulkinta** Normaalisti negatiivinen.**Alihankinta** Kyllä.**Konsultointi** Mikrobiologian laboratorio  
Puh. 045 7734 9039Mikrobiologi, Taru Meri  
Puh. 044 0185731  
taru.meri@vita.fi