

S -Tiosyan (2743)

Indikaatiot Syanidialtistumisen mittaaminen. Lääkehoidon seuranta.

Näyte Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.
3 ml ehdottomasti hemolysoitumatonta seerumia. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Kts. [Hivenaine- ja altistustutkimusten näytteenottovälineet](#)

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä GC-MS. Menetelmä akkreditoitu tekopaikassa.

Toimitusaika 3 - 8 työpäivää

Viitearvot Altistumattomien viiterajat:
Tupakoimattomat alle 79 µmol/l
Tupakoivat alle 160 µmol/l

Lääkehoidon seuranta:
Terapeuttinen alue 86-516 µmol/l
Toksinen alue yli 860 µmol/l

Alihankinta Kyllä.