

S -CA50 (3415)

Indikaatiot Gastrointestinaalialueen syövän hoidon seuranta.

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Lähetys huoneenlämmössä, mikäli näyte perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Muutoin näyte pakastetaan ja lähetetään *pakastelähetyksenä*.

Menetelmä IRMA

Toimitusaika 3-5 työpäivää

Viitearvot alle 25 kU/l

Tulkinta Kohonneet arvot viittaavat haiman, mahan tai sappiteiden syöpään. Haimatulehdus ja sappiteiden tukos voivat myös aiheuttaa kohonneita arvoja.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi