

**S -Klopi (3500), S -Norklom (3986), S -SUMKlop (12321)**

Klomipramiinin ja norklomipramiinin pitoisuudet ilmoitetaan vastauksessa.

**Indikaatiot** Lääkeainepitoisuuden seuranta.

**Näyte** 1 ml seerumia, lapset 0.5 ml.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** HPLC/MS/MS

**Toimitusaika** 4 työpäivää

**Viitearvot** Klomipramiinin ja norklomipramiinin yhteenlaskettu pitoisuus terapeuttisella alueella on yleensä välillä 750 - 1460 nmol/l.  
(230 - 450 µg/l)

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen

**Konsultointi**

Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi