

U -BarbiCt (1818)

Indikaatiot Käytetään positiivisen barbituraatti seulonta-analyysin varmistustutkimuksena.

Näyte 10 ml kertavirtsaa, sama näyte, josta seulonta-analyysi on tehty.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Lähetteeseen merkitään potilaan lääkitys.

Menetelmä Massaspektrometrinen

Toimitusaika 3-5 työpäivää

Viitearvot Menetelmän herkkyys on n. 100 ng/ml.

Tulkinta Positiivisista näytteistä ilmoitetaan löytyneet yhdisteet ja annetaan lausunto. Menetelmä mittaa amobarbitaalia, butalbitaalia, fenobarbitaalia, pentobarbitaalia ja sekobarbitaalia.

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi