

S -Mirtats (1895)**Indikaatiot** Mirtatsapiinihoidon seuranta**Näyte** 3 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** HPLC/MS/MS**Toimitusaika** 3-4 työpäivää**Viitearvot** Terapeuttinen alue: 75 - 380 nmol/l

Toksinen pitoisuus: yli 600 nmol/l

Yksikkömuunnoskerroin:

nmol/l = µg/l x 3.77

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi**

Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi