

S -CardScr (37)**Sisältää:**

fS-Kol
fS-Kol-HDL
fS-Kol-LDL
fS-Trigly
S -CRP
S -Hcyst
fS-Lipo(a)

Näyte Potilas paastoa 12 tuntia.

3 ml seerumia, joka tulee ehdottomasti sentrifugoida 30 min kuluessa näytteenotosta (punasolut vapauttavat homokysteiiniä).

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy sentrifugoituna 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä ks. osatutkimukset. S -Hcyst, fS-Kol, fS-Kol-HDL, fS-Trigly ja S -CRP ovat akkreditoituja tutkimuksia.

Toimitusaika 3-5 työpäivää

Viitearvot ks. osatutkimukset

Alihankinta Osittainen alihankinta.

Konsultointi Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh.040 922 5301
mikko.helenius@vita.fi

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi