

**dU-Gluk (1465), U -Gluk (1475)**

**Näyte** 5 ml kertavirtsaa tai keräysvirtsa säilöntäaineettomassa virtsanäyteputkessa.

Keräyksen aikana virtsa säilytetään jääkaappilämpötilassa. Virtsamäärä kirjataan.

**Säilytys ja lähetys** Näyte lähetetään mahdollisimman pikaisesti laboratorioon kylmälähetysten tai pakastettuna. Näyte säilyy 1 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

**Menetelmä** Entsymaattinen fotometria

**Toimitusaika** 1-3 työpäivää

**Viitearvot** U -Gluk alle 0.6 mmol/l  
dU-Gluk alle 0.8 mmol/vrk

**Alihankinta** Kyllä.

**Konsultointi** Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius  
Puh.040 922 5301  
mikko.helenius@vita.fi